

ERMA 動物専用 全自動血球計数装置

Full Automatic Blood Cell Counter


EYM-230

見やすい大型ディスプレイ搭載！




ERMA INC.
TOKYO JAPAN

画面表示例



●測定結果画面

印字サンプル(フォーマット例)



EYM-230 仕様

●測定項目

WBC	白血球数
RBC	赤血球数
HGB	ヘモグロビン濃度
HCT	ヘマトクリット値
MCV	平均赤血球容積
MCH	平均赤血球色素量
MCHC	平均赤血球色素濃度
RDW	赤血球サイズ分布幅
PLT	血小板数
PCT	血小板クリット値
MPV	平均血小板容積
PDW	血小板サイズ分布幅

●検体量

20 μ L

●測定時間

約 60 秒/検体

●記憶検体数

1000 検体

●再現性

WBC	CV3.0%以内
RBC	CV2.0%以内
HGB	CV1.5%以内
HCT	CV2.0%以内
PLT	CV5.0%以内

●測定方法

血球系	電気抵抗式
HGB	比色方式(ノンシアン法)

●プリンタ

サーマルプリンタ内蔵

●外部出力

USB

●表示

カラータッチパネルLCD(バックライト付)

●電源

AC100V/220V \pm 10% 50/60Hz

●消費電力

180VA

●寸法

300 (W) \times 418 (D) 404 (H) mm

●重量

18.5 kg s

付属品

希釈液用 2L ボトル……………1 式	即効洗浄液……………1 本	注射筒……………1 個	医療機器添付文書……………1 部
洗浄液用 2L ボトル……………1 式	廃液瓶……………1 式	電源コード……………1 本	取扱説明書……………1 部
溶血剤接続ノズル……………1 式	プリンター用紙……………1 巻	保証書……………1 部	

動物用医療機器承認番号:30動薬第1234号



代理店

本社 ☎113-0034 東京都文京区湯島2-31-6 ☎(03)3818-6281
 吉川事業所 ☎342-0045 埼玉県吉川市木売3-4-8 ☎(048)984-3138
 大阪営業所 ☎533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 ☎(06)6990-6281
 福岡営業所 ☎810-0073 福岡市中央区舞鶴3-6-17(舞鶴ビル) ☎(092)715-2626

URL <http://www.erma.co.jp/>