

ERMA

# エルマ血球分類計算器

BLOOD CELL CALCULATOR F410N

## F410N

Cat.No.01-970-0



ERMA INC.

# エルマ血球分類計算器 BLOOD CELL CALCULATOR F410N



## 標準設定項目

### Standard Parameters

BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA,  
SEG, LYM, MON, PRO, META,  
ATY-LY

## 登録項目

### Parameter Table (registered)

PROM, STAB, LYMPH, BASO,  
EOSINO, MONO, ALY, A-LY,  
ATL, AT-LYM, BAN, BAND, BLA,  
GRA, GRANULO, JUG, LBL, MET,  
MYELO, NEU, NEUTRO, PLA,  
PLASMA, SEGMENT, SEG-1,  
SEG-2, SEG-3, SEG-4, SEG-5,  
ELSE, MACRO, MEGA, ERYTHRO,  
ERY, POL, POLY, RET, ORTHO

## 特長 FEATURES

- 目的に応じ、登録項目の中から任意に12項目を選択できます。
  - プリンタ内蔵でよりコンパクトです。
  - 各項目の変更及びプリンタ打ち出し順の変更が自由に行えます。
  - 合計 (TOTAL) に入らないキーの設定位置も変えられます。
  - 合計の設定が100以外にもできます。
  - 合計が設定数に達した場合に、自動プリントができます。
  - プリント中にも計数動作が行えます。
  - 各項目は3桁表示で、パーセント表示も行えます。
  - RS232C接続端子が装備されています。
  - 耐久性に優れ価格も低廉です。
- 
- 12 options from the parameter table on upper right are selectable as your demands.
  - The F410N is a compact and space-saving electronic differential counter with a built-in printer.
  - The items can be printed out in the desired order.
  - The keys can be programmed for counting/identifying items.
  - Total count can be set to 100 or more.
  - When the count reaches the set value, an automatic printout can be obtained.
  - The counting continues even while the results are being printed.
  - Each item is displayed in 3 digits as well as in percentage.
  - RS232C output is equipped in F410N and can be easily interfaced to any standard IBM or IBM compatible computer.

## ■ 定格

電源 ..... AC100V±10% 50/60Hz  
寸法 ..... 幅120×奥行230×高さ50mm  
(ホルダー部分含まない)  
重量 ..... 約0.5kg

## ■ 付属品

取扱い説明書 ..... 1部  
ACアダプター ..... 1個  
感熱紙 ..... 1巻  
ロールホルダー ..... 1セット  
キー・シール ..... 1セット

## ■ SPECIFICATIONS

**Power Supply** AC100/220V±10%  
50/60Hz  
(Using AC Adaptor)

**Dimensions** 120(W)×230(D)×50(H)mm  
(The main body only)

**Weight** Approx. 0.5kg  
(The main body only)

## ■ Accessories

**AC adaptor** 1 pc.  
**Roll holder** 1 pair  
**Thermal printing paper 58(W)mm x 25m**  
1 roll  
**Key seal** 1 set  
**Operation manual** 1 copy

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice for improvement.

**ERMA INC.**  
TOKYO JAPAN



**エルマ販売株式会社**

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-6 TEL.03-3818-6261  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 TEL.06-6303-2325  
福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-6-17 (舞鶴ビル) TEL.092-715-2626

URL <http://www.erma.co.jp/>

代理店

040450KB