

ERMA MICROTOMES

SLEDGE MICROTOME / ROTARY MICROTOME

滑走式マイクロトーム

SLEDGE MICROTOME MODEL ESM-350

回転式マイクロトーム

ROTARY MICROTOME MODEL ERM-200P/ERM-230L



ERMA INC.
TOKYO JAPAN

滑走式マイクローム
08-350-0
Sledge Microtome

**MODEL
ESM-350**



精密回転式マイクローム
08-200-2
Precision Rotary
Microtome

**MODEL
ERM-200P**



大型回転式マイクローム
08-230-2
Large Rotary
Microtome

**MODEL
ERM-230L**

仕様	ESM-350	SPECIFICATIONS	仕様	ERM-200P	ERM-230L	SPECIFICATIONS	ERM-200P	ERM-230L
軌道の長さ	26cm	Slide way length	26cm	標本の載片範囲	1~40 μm	Range of graduations	1~40 μm	4~30 μm
薄切目盛範囲	1~12 μm	Range of graduations for cutting of specimen	1~12 μm		1~10 μmの間では1 μmきざみ	for cutting of specimen	1~10 μm in increments of 1 μm	4~10 μmの間では1 μmきざみ
					10~30 μmの間では2 μmきざみ		10~30 μm in increments of 2 μm	10~30 μmの間では2 μmきざみ
					30~40 μmの間では5 μmきざみ		30~40 μm in increments of 5 μm	
標本固定器サイズ	45mm×40mm	Specimen clamp	45mm×40mm	標本固定器サイズ	40mm×47mm	Specimen clamp	40mm×47mm	40mm×47mm
大きさ	340mm(W)×230mm(D)×240mm(H)	Dimensions	340mm(W)×230mm(D)×240mm(H)	大きさ (突起部含む)	380mm(W)×440mm(D)×350mm(H)	Dimensions	380mm(W)×440mm(D)×350mm(H)	350mm(W)×420mm(D)×330mm(H)
重量	11kg	Weight	11kg	本体重量	26kg	Weight	26kg	20kg
付属品		ACCESSORIES		付属品		ACCESSORIES		
マイクロームオイル 100ml	1本	Microtome oil 100ml	1	マイクロームオイル 100ml	1本	Microtome oil 100ml	1	1
スポイト	3本	Plastic syringe	3	ハンドル取付用レンチ	1個	Hexagonal wrench	1	1
取扱説明書	1部	Instruction manual	1	スポイト	3本	Plastic syringe	3	3
保証書	1部			取扱説明書	1部	Instruction manual	1	1
				保証書	1部			
ディスポナイフホルダー 14cm	1本	Disposable knife holder 14cm	1	ディスポナイフホルダー 14cm	1本	Disposable knife holder 14cm	1	1
ホルダー用六角レンチ	1個	Hexagonal driver for screw	1	ホルダー用六角レンチ	1個	Hexagonal driver for screw	1	1
ホルダー用ネジ	3本	Screw	3	ホルダー用ネジ	3本	Screw	3	3
パンカッター-R 35°	1カセット	PATHO CUTTER R 35°	1 cassette	パンカッター-R 35°	1カセット	PATHO CUTTER R 35°	1 cassette	1 cassette

Disposable Microtome Blades



マイクローム替刃 パソカッター

用途に合わせて6種類の替刃をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。製造元：カイインダストリーズ株式会社

Disposable Microtome Blades PATHO CUTTER

Please note that there are some regions/countries where Patho Cutter cannot be sold. Please contact us with specifying the target area/country.

KAI Trimming Handle

グッドデザイン賞受賞



カイ トリミングハンドル

カイインダストリーズ社製マイクローム替刃「パソカッター」専用ハンドルです。ロープロファイルとハイプロファイルの刃（どちらか一方）が装着できます。

KAI TRIMMING HANDLE

Exclusive trimming handle for disposable microtome blades "Patho Cutter" manufactured by Kai Industries Co., Ltd. Both Low profile and High Profile blade (either) can be used.

Disposable Knife Holder



ディスポーザブルナイフホルダー ハイプロファイル用 (上)
回転式専用

ディスポーザブルナイフホルダー ロープロファイル用 (下)
回転式、滑走式に対応

Disposable Knife Holder for High Profile Blade (Above)
For Rotary Microtome Use Only

Disposable Knife Holder for Low Profile Blade (Below)
For Both Rotary and Sledge Microtome Use

予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。
Subject to change without notice.

 **エルマ販売株式会社**

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-6 03-3818-6281
営業部 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 048-984-3138
大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-6-14 06-6990-6281
福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-6-17 092-715-2626

 **ERMA INC.**

2-31-6 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034; Japan
Phone: 81-3-3818-6281 Fax: 81-3-3818-6934
E-mail address: trade@erma.co.jp