

ERMA

# デジタル臨床屈折計

DIGITAL CLINICAL REFRACTOMETER

SU-301 Cat.No.04-663-0



ERMA INC.

## 各部の名称 Front View & Function

表示パネル LCD Indicator

測定値を表示します

原寸大 (Scale 1:1)

試料台 Sample Stage

測定する試料をのせます

電源 ON/OFF スイッチ

Power on/off switch



AC アダプタ端子

AC Adaptor Connector

\*AC アダプタ端子差し込み口は、ゴム蓋をしっかりと閉じて下さい。

Read スイッチ Measurement switch

試料の測定をします

# 水洗いOK!

※IP67に準ずる

## 特長

- ・ 本器は尿比重と血清総蛋白の測定ができます。
- ・ 測定時間は約1秒間です。
- ・ 防水型であり多湿、水気が多い場所でも安心してご使用できます。
- ・ 充電式リチウム電池を使用し、電池の入れ替えの手間が不要です。  
AC アダプターとの併用ができます。
- ・ 持ち運びに便利なコンパクトサイズです
- ・ 3分間測定操作が行われない場合、節電のために自動的に電源がoffになります。

## FEATURES

- ・ Measures urine specific gravity and serum total protein.
- ・ Measurable in about 1 second.
- ・ It is waterproof so can be used even in the environment with high humidity and moisture.(Waterproof rating of IP67)
- ・ Rechargeable lithium battery is used so no need to replace batteries. SU-301 can be also used with AC adaptor.
- ・ Compact & Portable size.
- ・ Auto power off function: If there is no operation for 3 minutes, the power will be automatically turned off

仕様	尿比重	血清総蛋白
測定範囲	1.000~1.080	0.0~12.0g/dl
最小表示	0.001	0.1
測定精度	±0.001	±0.1
測定時間	約1秒	
サンプル量	約0.1ml	
温度範囲	10~40℃	
電源	リチウム電池(充電式) 3.7V 480mAh 100V AC アダプター	
寸法	W117×D61×H30	
重量	本体 165g ACアダプター 61.4g	

\*仕様は予告無く変更することがあります。

Specifications	Urine gravity	Total protein in serum
Measuring range	1.000~1.080	0.0~12.0g/dl
Minimum index	0.001	0.1
Measuring accuracy	±0.001	±0.1
Measuring time	1 second approx.	
Sample volume	0.1ml approx.	
Available temperature	10~40℃	
Power supply	Rechargeable Lithium battery 3.7V 480mAh AC100-240V	
Dimensions	W117×D61×H30	
Weight	Main Body 165g AC Adaptor 63.6g	

\*Subject to change without notice

届出番号 13B1X90004000025



### エルマ販売株式会社

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-6 03-3818-6281  
 営業部 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 048-984-3138  
 大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-6-14 06-6990-6281  
 福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-6-17 092-715-2626  
 URL : <http://www.erma.co.jp>



### ERMA INC.

2-31-6 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034; Japan  
 Phone : 81-3-3818-6281 Fax: 81-3-3818-6934  
 E-mail address: [trade@erma.co.jp](mailto:trade@erma.co.jp)